

Pokyny na použitie

Quixx® extra

Pre prirodzené uvoľnenie upchatého nosa a pocit sviežosti

Nos je bránou k vašim dýchacím cestám a chráni vaše pľúca. Zdravý nos filtruje, zvlhčuje a zohrieva vdychovaný vzduch predtým, ako vstúpi do nášho tela. Pri nádche a chrípke, ktoré sprevádza upchatie či sekrécia hlienu z nosa, sú tieto funkcie narušené. Dlhodobý upchatý nos a nadmerné hromadenie hlienu v prínosových dutinách môže zvýšiť riziko vzniku komplikácií (napr. sínusitídy, otitídy či bronchitídy).

Quixx extra je prirodzenou pomocou pre upchatý nos a prínosové dutiny.

Čo je Quixx extra a čo obsahuje

Quixx extra obsahuje vodu z Atlantického oceánu s hodnotnými minerálmi a stopovými prvkami, ako aj eukalyptový olej.

Koncentrácia solí v Quixx extra (rovná sa približne 2,6% roztoku NaCl) je vyššia, ako v sliznici nosu (hypertonický roztok solí) a vytvára tak osmotický tlak, ktorý napomáha dekongescii (uvoľneniu nosa).

Každých 100 ml Quixx extra obsahuje vodu z Atlantického oceánu, čistenú vodu a eukalyptový olej (0,015 ml v 100 ml).

Quixx extra je balený do fľaštičiek s obsahom 30 ml roztoku. Jedna fľaštička vystačí na približne 220 vstreknutí. Fľaštička je vybavená pumpičkou s antibakteriálnym systémom, ktorý bráni vstupu baktérií počas celej doby používania.

Na čo sa Quixx extra používa?

- Uvoľnenie upchatého nosa a prínosových dutín pri nádche či chrípke
- Aktívne prečistenie nosových dutín
- Silný osviežujúci účinok

Ako Quixx extra pôsobí?

Quixx extra kombinuje uvoľňujúci účinok s pocitom sviežosti

Vďaka koncentrácii solí, ktorá je vyššia ako v nosovej sliznici, je nosový sprej Quixx® extra schopný účinne odstraňovať nadbytočnú tekutinu, čím zmierňuje opuch sliznice a uvoľňuje upchatý nos a prínosové dutiny.

Zmäkčením nahromadeného hlienu a zaschnutého sekrétu uľahčuje Quixx extra vysmrkanie.

Osviežujúci eukalyptový olej dodáva pocit čistého a priechodného nosu i dutín a umožňuje ľahšie dýchať.

Ďalšie výhody Quixx extra:

- Obsahuje iba prírodné zložky
- Neobsahuje konzervanty
- Nespôsobuje závislosť

Kto môže používať Quixx extra?

Quixx extra môžu používať dospelí, dospelievajúci a deti od 6 rokov.

Použitie Quixx extra

Ako často a v akých dávkach sa má Quixx extra používať?

Dospelí a dospelievajúci:

1-3 vstreky do každej nosovej dierky 2 až 3-krát denne

Deti od 6 rokov:

1-2 vstreky do každej nosovej dierky 2 až 3-krát denne


Pred použitím potraсте.

Akým spôsobom sa Quixx extra používa?


Z fľaštičky odnímate kryt. Pred prvým použitím niekoľkokrát stlačajte pumpičku dovtedy, kým zo spreja nestrieka jemná hmla (obr. 1). Teraz je sprej pripravený na použitie:

Vsuňte nástavec do nosovej dierky a dvoma prstami zatlačte na obe strany kruhovej časti nástavca (obr. 2). Po každom použití nástavec očistite a znova nasadte kryt.

Nástavec spreja vytvára určené množstvo aerosolu, ktorý sa rovnomerne rozptýli.



Obr. 1



Obr. 2

Ako dlho je možné Quixx extra používať?

O dĺžke používania sa, prosím, poradte s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Kedy sa Quixx extra nesmie používať?

Quixx extra sa nesmie používať v prípade precitlivosti (alergie) na morskú vodu alebo eukalyptový olej.

Quixx extra nesmú používať deti mladšie ako 6 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie

O použití Quixx extra počas tehotenstva a dojčenia sa, prosím, poradte so svojim lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Quixx extra

Po operácii či úraze nosa je možné Quixx extra používať len po porade s lekárom.

Možné vedľajšie účinky

Eukalyptový olej môže u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie (vrátane dušnosti).

Na začiatku používania sa môže objaviť mierny pocit štípania.

Ako skladovať Quixx extra

- Uchovávajte pri izbovej teplote.
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Quixx extra po dátume použiteľnosti (exspirácie) uvedenom na obale za symbolom *Symbol sand glass EN 980*.

Nepoužívajte Quixx extra dlhšie ako 6 mesiacov od prvého dňa použitia.

Quixx extra je dostupný bez lekárskeho predpisu.

CE sign

Výrobca:
Pharmaster
ZI de Krafft
67150 Erstein
Francúzsko

Distribútor:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicke Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Dátum poslednej revízie: február 2012